

DIFFUSIONSSCHWEISSEN SINTERN / TEMPERN



Si-01.1 compact diffusion

Lot- und fugenfreie Verbindung von Bi- und Tri-Color-Trauringen und anderen Schmuckstücken aus Platin, Gold, Silber und Edelstahl

Ringe - Bleche - Pulver - Granulat - Mokume Gane



Ihre Vorteile:

Qualitätsverbesserung
keine Lotfuge
keine Poren
problemlose Ringweitenänderungen

- Tischgerät
- Halbautomatischer Betriebsablauf
- Keine Umrüstzeiten, da verschiedene Ringgrößen in einer Ringaufnahme gesintert werden können
- Einfachste Bedienung
- Automatische Temperaturregelung
- Vakuum- / Schutzgasbetrieb

neu ● Tempern / Härten von Edelmetallen

Technische Daten:

Typ
Temperaturbereich:
Heizung:
Leistung:
Anwenderprogramme:
Vakuum/Gas-Regelung:
Vakuumpumpe:
Netzanschluss (Standard):
Masse (BxTxH):
Gewicht:

Si-01.1 compact diffusion
30 - 850°C
Widerstand / 1,5 kW
4-6 Ringe / h
bis 4
ja
extern
230/ 50Hz / 10A
470x500x950 mm
ca. 62 kg



FRISCH GmbH

Sankt-Hubertus-Straße 33 a D-75181 Pforzheim / Germany

Tel. +49 (0) 7231 / 788138 Fax + 49 (0) 7231 / 788139 e-mail: info@frisch-gmbh.de www.frisch-gmbh.de